

REQUISITOS DE HARDWARE PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA SUITE DE PRODUCTOS DE INFOMED
¿QUÉ EQUIPOS NECESITO PARA LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE INFOMED?

Es importante que usted se responda a estas sencillas preguntas para determinar las características de hardware que necesita para el óptimo funcionamiento del software en su clínica

¿En cuántos equipos necesito instalar el software de gestión?	Núm. _____
¿Utilizo algún software de gestión de imágenes?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Tengo sistema de aparatología dental en mi clínica?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Hacemos tratamientos de ortodoncia en la clínica?	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

Características ordenador		
Elementos del equipo	Mínimo necesario	Recomendable
Procesador	Intel i3 8ª generación	Intel i5 o superior 10ª generación
Disco Duro	250 Gb (SSD)	250 Gb (SSD)
Memoria RAM	8 Gb	8 Gb
Sistema operativo	Windows 10	Windows 10
Tipo de conexión	ADSL o Fibra	ADSL o Fibra

Dispositivos válidos para acceso a la Suite ONE: cualquier dispositivo con última versión de navegador a internet. Recomendamos Chrome.

REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE FIRMA DIGITAL – CLINIPAD ONE

Dispositivos compatibles, Lápiz de Firma

Para el buen funcionamiento de **CLINIPAD ONE** es necesario tener:


1. Tableta
2. Lápiz de firma que capture la presión

ELEGIR TABLETA + PENCIL (LÁPIZ DE FIRMA)

1. iPad + Apple Pencil + iOS 11 o mayor.

Apple Pencil: Consulte la siguiente web para ver la versión de lápiz que necesita:

<https://www.apple.com/es/apple-pencil/>



Otros lápices: Infomed recomienda Apple Pencil para iPad. Existen otros lápices como Wacom compatibles con iPad, pero debe asegurarse que sean compatibles.

a. ¿Dónde encontrar mi lápiz Wacom compatible con mi iPad?

- URL Wacom: <https://www.wacom.com/es-es/comp>
- Apartado: Smartpads y lápices de Bamboo
- Seleccione: Últimos modelos o Modelos anteriores
- Le aparecerá un listado extenso de dispositivos

b. Consulte la Tabla 1) adjunta, si no sabe identificar que versión de iPad tiene.

2. Samsung Galaxy Tab Modelo S* + S Pen + Android 5 o mayor

Samsung GALAXY Tab S

*Debido a la gran cantidad de dispositivos Android y la poca cantidad de dispositivos que capturan la presión con la adecuada precisión, Infomed recomienda el listado de tabletas anteriormente citado, dada la importancia capital del dato biométrico asociado a la presión para la efectividad del sistema.

Vía Augusta 158, 4ª planta – 08006 Barcelona

Tel. 902 10 44 22 / + 34 93 414 43 40 – Fax +34 93 209 08 09 E-mail: comercial@grupoinfomed.es

TABLA 1. IDENTIFICAR MI VERSIÓN DE iPad

	iPad	Año(s) en que se lanzó	Números del modelo (en la tapa trasera)	Tamaño de la pantalla	Tipo de Conector
iPad	10a generación	2022	A2696, A2757, A2777	10.9"	USB-C
iPad	9a generación	2021	A2602, A2604 A2603, A2605	10.2"	Lightning
iPad	8a generación	2021	A2270, A2428, A2429, A2430	10.2"	Lightning
iPad	7a generación	2019	A2197, A2200, A2198	10.2"	Lightning
iPad	6a generación	2018	A1893, A1954	9.7"	Lightning
iPad	5a generación	2017	A1822, A1823	9.7"	Lightning
iPad	4a generación	A fines de 2012	A1458, A1459, A1460	9.7"	Lightning
iPad	3a generación	A principios de 2012	A1416, A1430, A1403	9.7"	30 clavijas
iPad	iPad 2	2011	A1395, A1396, A1397	9.7"	30 clavijas
iPad	iPad	2010	A1219, A1337	9.7"	30 clavijas

	iPad Air	Año(s) en que se lanzó	Números del modelo (en la tapa trasera)	Tamaño de la pantalla	Tipo de conector
iPad Air	5a generación	2022	A2588, A2589, A2591	10.9"	USB-C
iPad Air	4a generación	2020	A2316, A2324, A2325, A2072	10.9"	USB-C
iPad Air	3a generación	2019	A2152, A2123, A2153, A2154	10.5"	Lightning
iPad Air	Air 2	A fines de 2014	A1566, A1567	9.7"	Lightning
iPad Air	Air	A fines de 2013 y comienzos de 2014	A1474, A1475, A1476	9.7"	Lightning

	iPad Pro	Año(s) en que se lanzó	Números del modelo (en la tapa trasera)	Tamaño de la pantalla	Tipo de conector
iPad Pro 11-inch	4a generación	2022	A2759, A2435, A2761, A2762	11"	USB-C Thund/USB 4
iPad Pro 11-inch	3a generación	2021	A2377, A2459, A2301, A2460	11"	USB-C
iPad Pro 11-inch	2a generación	2020	A2228, A2068, A2230	11"	USB-C
iPad Pro 11-inch	1a generación	2018	A1980, A2013, A1934	11"	USB-C
iPad Pro 12.9-inch	6a generación	2022	A2436, A2764, A2437, A2766	12.9"	USB-C Thund/USB 4
iPad Pro 12.9-inch	5a generación	2021	A2378, A2461, A2379	12.9"	USB-C
iPad Pro 12.9-inch	4a generación	2020	A2229, A2232, A2069, A2233	12.9"	USB-C
iPad Pro 12.9-inch	3a generación	2018	A1876, A1895, A2014	12.9"	USB-C
iPad Pro 12.9-inch	2a generación	2017	A1670, A1671	12.9"	Lightning
iPad Pro 12.9-inch	Pro 12.9-inch	2015	A1584, A1652	12.9"	Lightning
iPad Pro 10.5-inch	Pro 10.5-inch	2017	A1701, A1709	10.5"	Lightning
iPad Pro 9.7-inch	Pro 9.7-inch	2016	A1673, A1674, A1675	9.7"	Lightning

	iPad mini	Año(s) en que se lanzó	Números del modelo (en la tapa trasera)	Tamaño de la pantalla	Tipo de conector
iPad Mini	6a generación	2021	A2567, A2568	8.3"	USB-C
iPad Mini	5a generación	2019	A2133, A2124, A2126	7.9"	Lightning
iPad Mini	4a generación	Late 2015	A1538, A1550	7.9"	Lightning
iPad Mini	3a generación	Late 2014	A1599, A1600	7.9"	Lightning
iPad Mini	2a generación	Late 2013 and early 2014	A1489, A1490, A1491	7.9"	Lightning
iPad Mini	mini	Late 2012	A1432, A1454, A1455	7.9"	Lightning

Tabla 1) - Tipo iPad / año lanzamiento / # Modelo / tamaño pantalla / tipo conector

(ultima actualización 28/10/2023)

Consultar condiciones de venta de productos Infomed en el siguiente enlace:

https://www.infomedsoftware.com/condiciones_generales_venta